

**PT****Implante Glúteo**

A SILIMED possui a mais variada linha de implantes glúteos do mercado, cheios com gel de silicone Biodesign de alto desempenho e com a consistência ideal para a área destinada. As superfícies variam em: Superfície lisa brilhante e opaca, obtida através de uma tecnologia diferenciada.

ES**Implante Glúteo**

SILIMED presenta la más variada línea de implantes glúteos del mercado, relleno con gel de silicona Biodesign de alto desempeño y con la consistencia ideal para el área destinada. Las superficies varían en: Superficie lisa, brillante y opaca, obtenida a través de una tecnología distinguida.

EN**Gluteal Implant**

SILIMED has the most varied line of gluteal implants in the market, filled with high-performance Biodesign silicone gel and with the ideal consistency for the area intended. The surfaces available are: Smooth shiny and opaque surface, obtained through special technology.

FR**Implant Fessier**

SILIMED possède la plus grande gamme d'implants fessiers du marché, remplis de gel de silicone Biodesign hautement performant et possédant la consistance idéale pour la région à laquelle ils se destinent. Les surfaces sont variables: Surface lisse brillante et opaque, obtenue grâce à une technologie différenciée.

IT**Impianto Gluteo**

La SILIMED presenta la più svariata linea di impianti glutei del mercato, con riempimento in gel di silicone Biodesign ad alto rendimento e con la consistenza ideale per l'area a cui è destinato. Le superfici possono essere: Superficie liscia lucida e opaca, ottenute mediante una tecnica differenziata.

DE**Gluteusimplantat**

SILIMED besitzt die vielfältigste auf dem Markt erhältliche Reihe von Gluteusimplantaten, gefüllt mit Hochleistungssilikon gel Biodesign und mit der idealen Konsistenz für den Bestimmungszweck. Die Oberflächen können sein: glatte glänzende oder matte Oberfläche, die mit einer differenzierten Technologie erreicht werden.

NL**Billenimplantaat**

SILIMED steld de meest uiteenlopende lijn van billenimplantaten voor op de markt, gevuld met Biodesign hoog performantie siliconengel heeft de ideale consistentie voor zijn aanwending. De oppervlaktes variëren als volgt: glad oppervlak en opaak glad oppervlak verkregen door middel van speciale technologie

TR**Gluteus İmplantı**

SILIMED'te piyasadan en geniş gluteus implant çeşitleri bulunur. Low-bleed silikon elastomer bir membrandan oluşmuş, yüksek performanslı ve kullanılacak alana uygun konsistansla Biodesign silikon jelle dolu gelir. Yüzey çeşitleri bunlardır: Düz yüzey, parlak ve opak yüzey, hepsi özel bir teknikle elde edilmiştir.

EL**Εμφύτευση γλουτιαίου**

Η SILIMED διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία στη σειρά εμφυτεύσεων γλουτιαίων της αγοράς, με ζελέ σιλικόνης Biodesign υψηλής απόδοσης και ιδανικής στερεότητας για την περιοχή όπου προορίζεται. Οι επιφάνειες διαφέρουν σε: λεία γυαλιστερή και ματ, η οποία κατορθώνεται δια μέσου μιας διαφοροποιημένης τεχνολογίας.

11D

01/2010



Седалищный имплантат

RU

Компания «SILIMED» имеет самый разнообразный ассортимент рынка седалищных имплантатов, наполненных высококачественным силиконовым гелем «Biodesign» обладающим идеальной консистенцией для места назначения имплантата.

Имплантаты могут иметь следующие поверхности: поверхность гладкая, блестящая или без блеска, выработанная особенной технологией.

Gluteálny Implantát


SK

SILIMED má na trhu veľmi širokú linku implantátov, plnených silikonovým gelom Biodesign vysokej účinnosti a s ideálnou pevnosťou pre určenú oblasť. Povrchy sú rôzne a rozličné tak ako nasledujú: Hladký lesklý a matný povrch, ktorého sa dosiahne rôznou technológiou.



01/2010

11E



BASE OVAL
 BASE OVAL
OVAL BASE
 BASE OVALE
BASE OVALE
 OVALE BASIS
OVALE BASIS
 OVAL DIP
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ
 ОБАЛЬНАЯ ОСНОВА
OVÁLNÝ ZÁKLAD



Projeção Baixa
Superfície Opaca
 Προεξοχή Βαixa
 Superficie Opaca
Low Projection
Opaque Surface
 Projection Basse
 Surface Opaque
Proiezione Bassa
Superfície Opaca
 Niedrige Projektion
 Matte Oberfläche
Lage Projectie
Opaque Glad
 Düşük Projeksiyon
 Opak Yüzey
Χαμηλή Προβολή
Ματ επιφάνεια
 Проекция низкая
 Поверхность без блеска
Nizká projekcia
Matný povrch

QUARTZO.S

REF	VOL	K X		
		cm		
		A	B	C
13960-200	200	14,0	9,5	2,7
13960-250	250	14,5	9,8	3,1
13960-300	300	14,9	10,4	3,5
13960-350	350	15,2	10,9	3,8
13960-400	400	15,4	11,2	4,3
13960-450	450	15,8	11,7	4,5
13960-500	500	16,2	12,1	4,6


Projeção Alta
Superfície Opaca
 Προεξοχή Αlta
 Superficie Opaca
High Projection
Opaque Surface
 Projection Haute
 Surface Opaque
Proiezione Alta
Superfície Opaca
 Hohe projektion
 Matte Oberfläche
Hoge Projectie
Opaque Glad
 Yüksek Projeksiyon
 Opak Yüzey
Υψηλή Προβολή
Ματ επιφάνεια
 Проекция Высокая
 Поверхность без блеска
Vysoká projekcia
Matný povrch

QUARTZO.S


REF	VOL	K X		
		cm		
		A	B	C
13961-200	200	13,7	9,2	2,8
13961-250	250	14,0	9,5	3,5
13961-300	300	14,3	9,7	3,8
13961-350	350	14,9	10,4	4,2
13961-400	400	15,2	10,9	4,6
13961-450	450	15,4	11,2	4,7
13961-500	500	15,8	11,7	4,8

11F

01/2010



BASE REDONDA
 BASE REDONDA
ROUND BASE
 BASE RONDE
BASE ROTONDA
 RUNDE BASIS
RONDE BASIS
 YUVARLAK DİP
ΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΗ
 КРУГЛАЯ ОСНОВА
 GULATÝ ZÁKLAD

ROBLES

REF	VOL	K B	
		cm	
		A	B
10910-200	200	10,6	3,7
10910-220	220	10,7	3,8
10910-240	240	10,9	3,9
10910-270	270	11,4	3,9
10910-300	300	11,7	4,0
10910-330	330	12,1	4,1
10910-360	360	12,3	4,3

Projeção Única
Superficie Lisa
 Proyección Única
 Superficie Lisa
Single Projection
Smooth Surface
 Projection Unique
 Surface Lisse
Proiezione Unica
Superficie Liscia
 Einzige Projektion
 Glatte Oberfläche
Unieke Projectie
Glad Oppervlak
 Tek Projeksiyon
 Düz Yüzey
Μοναδική Προβολή
Λεία Επιφάνεια
 Проекция единая
 Поверхность гладкая
Projekcia jediná
Hladký povrch

