



**Implante Peniano Maleável**

Implante Peneano Maleable

**Malleable Penile Implant**

Implant Pénien Malléable



SILIMED 

**PT**

**Implante Peniano Maleável**

**Este implante é constituído por elastómero de silicone de grau médico com uma superfície irregular. É indicado para a correção da impotência sexual masculina.**

**Fornecido estéril.**

**ES**

**Implante Peneano Maleable**

**Este implante está constituído por elastómero de silicona de grado médico con una superficie irregular. Se indica en casos de corrección de impotencia sexual masculina.**

**Entregado estéril.**

**EN**

**Malleable Penile Implant**

**This implant is made of a medical-grade silicone elastomer with an irregular surface. Indicated to correct masculine sexual impotence. Supplied sterile.**


**FR**

**Implant Pénien Malléable**


**Cet implant est constitué d'un élastomère de silicone de grade médical, à surface irrégulière. Il est indiqué pour les cas de correction d'impuissance sexuelle masculine.**

**Fourni stérile.**





REF	 mm	
	A	B
3009-140	140	9
3009-150	150	9
3009-160	160	9
3009-170	170	9
3009-180	180	9
3009-190	190	9
3009-200	200	9
3009-210	210	9



REF	 mm	
	A	B
3011-140	140	11
3011-150	150	11
3011-160	160	11
3011-170	170	11
3011-180	180	11
3011-190	190	11
3011-200	200	11
3011-210	210	11
3011-220	220	11



REF	 mm	
	A	B
3013-190	190	13
3013-200	200	13
3013-210	210	13
3013-220	220	13
3013-230	230	13



**Implante Peniano Ajustável**

Implante Peneano Ajustable

**Adjustable Penile Implant**

Implant Pénien Ajustable



SILIMED 

**PT**

**Implante Peniano Ajustável**

**Este implante é constituído por elastômero de silicone de grau médico com uma superfície irregular. Apresentado em 3 diâmetros e comprimentos diversos que podem ser ajustados. É indicado para a correção da impotência sexual masculina.**

**Fornecido estéril.**

**ES**

**Implante Peneano Ajustable**

**Este implante constituído por elastómero de silicona de grado médico con una superficie irregular. Se presenta en 3 diámetros y en longitudes diversas que pueden ajustarse. Se indica en casos de corrección de impotencia sexual masculina.**

**Entregado estéril.**

**EN**

**Adjustable Penile Implant**

**This implant is made of a medical-grade silicone elastomer with an irregular surface. Offered in 3 diameters and various adjustable lengths. Indicated to correct masculine sexual impotence.**


**Supplied sterile.**

**FR**


**Implant Pénien Ajustable**

**Cet implant est constitué d'un élastomère de silicone de grade médical à surface irrégulière. Présenté en 3 diamètres et diverses longueurs pouvant être ajustées. Il est indiqué pour les cas de correction d'impuissance sexuelle masculine.**


**Fourni stérile.**



REF	< >					Ø				
							mm			
	A1		A2	A1 + A2			B			
					+0	+5	+10	+15		
3109-120					120	120	125	130	135	9
3109-140					140	140	145	150	155	
3109-160	0	+5	+10	+15	160	160	165	170	175	
3109-180					180	180	185	190	195	
3109-200					200	200	205	210	215	



REF	< >					Ø				
							mm			
	A1		A2	A1 + A2			B			
					+0	+5	+10	+15		
3111-140					140	140	145	150	155	11
3111-160					160	160	165	170	175	
3111-180	0	+5	+10	+15	180	180	185	190	195	
3111-200					200	200	205	210	215	
3111-220					220	220	225	230	235	



REF	< >					Ø				
	mm						mm			
	A1		A2	A1 + A2				B		
					+0	+5	+10	+15		
3113-170					170	170	175	180	185	13
3113-190	0	+5	+10	+15	190	190	195	200	205	
3113-210					210	210	215	220	225	
3113-230					230	230	235	240	245	

**Implante Testicular – Gel de Silicone**

Implante Testicular – Gel de Silicona

**Testicular Implant – Silicone Gel**

Implant Testiculaire – Gel de Silicone



SILIMED 

**PT**

**Implante Testicular – Gel de Silicone**

**Este implante *low bleed* cheio com gel Biodesign e superfície lisa, possui pastilha reforçada para fixação, podendo ser usado em técnicas sem fixação.**

**Fornecido estéril.**

**ES**

**Implante Testicular – Gel de Silicona**

**Este implante *low bleed* relleno con gel Biodesign y superficie lisa, cuenta con una pastilla reforzada de fijación, aunque también puede utilizarse en la técnica que no necesita fijación.**

**Entregado estéril.**

**EN**

**Testicular Implant – Silicone Gel**

**This implant *low bleed* filled with Biodesign silicone gel and smooth surface, possesses a pastille reinforced for fixation. It can also be used on the technique without the fixation.**

**Supplied sterile.**

**FR**

**Implant Testiculaire – Gel de Silicone**

**Cet implant *low bleed* rempli de gel de silicone Biodesign et à surface lisse, possède une pastille renforcée pour fixation, tout en pouvant être utilisé avec des techniques sans fixation.**

**Fourni stérile.**