



Interfalangiano / Espaçador de Tendão

Interfalangiano / Espaciador de Tendón

Phalangeal joint / Tendon Spacer

Interphalangien / Espaceur de Tendon

Interfalange / Spaziatore di Tendine

Interphalangär / Sehnendehner

Herstel middenhandsbeentjes / Pees Spacer


Interfalanks / Tendon espas aleti

Μεσοφαλαγγικό / Διαστολέας τένοντος

Межфаланговый имплантат / Распорка

сухожилия

Interfalangiálny / Dištančná vložka šľachy



SILIMED

13

01/2010



Interfalangiano

PT

É constituído por elastômero de silicone e indicado à artroplastia de implante das articulações metacarpo-falangiano, interfalangiana proximal e interfalangiano distal.
Fornecido Estéril.

Interfalangiano

ES

Está constituído por elastômero de silicona. Es indicado para la artroplastia de implante de las articulaciones metacarpo-falangeano, interfalangiano proximal e interfalangiano distal.
Entregado estéril.

Phalangeal joint

EN

Made of silicone elastomer, It is indicated in arthroplasty surgeries for implant of the metacarpal-phalangeal, proximal interphalangeal and distal interphalangeal joints.
Supplied sterile.

Interphalangien

FR

Il est constitué d'élastomère de silicone. Il est indiqué dans l'arthroplastie d'implant des articulations du métacarpo-phalalngien, interphalngien proximal et interphalngien distal.
Fourni stérile.

Interfalange

IT

Costituito da elastomero di silicone, è indicato in artroplastica di impianto delle articolazioni metacarpo-falangee, interfalangee prossimali ed interfalangee distali.
Fornito sterile.

Interphalangär

DE

Besteht aus Silikonelastomer und vorgesehen für die Arthroplastik der Phalangär-metacarpal, proximale und distale interphalangäre Gelenke Implantate.
Wird steril geliefert.

Herstel middenhandsbeentjes

NL

Het bestaat uit siliconenelastomeren en is geïndiceerd als implantaat voor artroplastie van de middenhandsbeentjes, interphalangeaal proximaal en distaal.
Steriel geleverd.

İnterfalanks

TR

Silikon elastomerden yapılmıştır. Metakarp-falanks, proksimal falanks ve distal falanks eklemlerinde yapılan implant artroplastide kullanılır.
Sterilizasyonu gerçekleştirilmiş olarak sunulur.

Μεσοφαλαγγικό

EL

Αποτελείται από ελαστομερές σιλικόνης και ενδείκνυται για την αθροπλαστική της εμφύτευσης των αρθρώσεων φαλαγγικό-μετακάρπιο, εγγύς μεσοφαλαγγικό και ακραίο μεσοφαλαγγικό.
Παρέχεται αποστειρωμένο.

01/2010

13A



RU

Межфаланговый имплантат

Состоит из силиконового эластомера и предназначается на артропластику имплантации пястно-фаланговой, межфаланговой проксимальной и межфаланговой дистальной артикуляций.

Поставляется стерильным.

SK

Interfalangiálny

Skladá sa zo silikonového elastómeru a je určený pre arthroplastiku implantátu kĺbov metakarpofalangeálnych, interfalangeálnych proximálnych a interfalangeálnych distálnych.

Dodáva sa sterilná.

| REF | # | mm | | | |
|---------|----|------|------|-----|-----|
| | | A | B | C | D |
| 2001-00 | 00 | 7,8 | 25,5 | 3,4 | 2,8 |
| 2001-0 | 0 | 9,5 | 29,5 | 4,3 | 3,3 |
| 2001-1 | 1 | 11,5 | 32,1 | 5,5 | 4,8 |
| 2001-2 | 2 | 11,8 | 36,8 | 5,9 | 5,2 |
| 2001-3 | 3 | 12,8 | 42,6 | 6,6 | 5,4 |
| 2001-4 | 4 | 13,8 | 49,6 | 6,9 | 5,9 |
| 2001-5 | 5 | 14,7 | 54,1 | 8,2 | 6,3 |
| 2001-6 | 6 | 15,1 | 61,3 | 8,4 | 6,4 |
| 2001-7 | 7 | 15,9 | 67,4 | 9,7 | 6,6 |

13B

01/2010