

Bolsa para Gastroschisis

Bolsa para Gastroschisis

Pouch for Gastroschisis

Sac à Gastroschisis



SILIMED 

PT

Bolsa para Gastroschisis

A Bolsa para Gastroschisis é indicada para reparar a parede abdominal em casos de tratamento de Gastroschisis e Onfalocele. É constituída por uma cápsula cilíndrica de elastômero de silicone transparente, que permite a visualização durante a correção da exteriorização das vísceras.

Fornecida estéril.

ES

Bolsa para Gastrosquisis

La Bolsa para Gastrosquisis se recomienda para reparar la pared abdominal en casos de tratamiento de la Gastrosquisis y Onfalocelos. Está constituida por una cápsula cilíndrica de elastómero de silicona transparente, que permite su visualización durante la corrección de la exteriorización de las vísceras.

Entregada estéril.

EN

Pouch for Gastroschisis

The Pouch for Gastroschisis is indicated for repair of the abdominal wall in cases of treatment of gastroschisis and onphalocele. It is made of a cylindrical capsule of transparent silicone elastomer to enable visualization during correction of exteriorization of the viscera.

Fornecida estéril.


FR

Sac à Gastroschisis


Le Sac à Gastroschisis est indiqué pour la réparation de la paroi abdominale dans des cas de traitement de Gastroschisis et d'Onphalocèle. Il est constitué d'une capsule cylindrique d'élastomère de silicone transparent, qui permet la visualisation durant la correction de l'extériorisation des viscères.

Fourni stérile.



REF		
	mm	
	A	Ø B
7360-040	200	40



REF		
	mm	
	A	Ø B
7360-055	200	55
7360-065	200	65
7360-075	200	75
7360-095	200	95

