

Implante Testicular – Gel de Silicone

Implante Testicular – Gel de Silicona

Testicular Implant – Silicone Gel

Implant Testiculaire – Gel de Silicone



SILIMED 

PT

Implante Testicular – Gel de Silicone

Este implante *low bleed* cheio com gel Biodesign e superfície lisa, possui pastilha reforçada para fixação, podendo ser usado em técnicas sem fixação.

Fornecido estéril.

ES

Implante Testicular – Gel de Silicona

Este implante *low bleed* relleno con gel Biodesign y superficie lisa, cuenta con una pastilla reforzada de fijación, aunque también puede utilizarse en la técnica que no necesita fijación.

Entregado estéril.

EN

Testicular Implant – Silicone Gel

This implant *low bleed* filled with Biodesign silicone gel and smooth surface, possesses a pastille reinforced for fixation. It can also be used on the technique without the fixation.

Supplied sterile.

FR


Implant Testiculaire – Gel de Silicone

Cet implant *low bleed* rempli de gel de silicone Biodesign et à surface lisse, possède une pastille renforcée pour fixation, tout en pouvant être utilisé avec des techniques sans fixation.

Fourni stérile.



REF	#	VOL	< >	
		cm ³	cm	
			A	B
3230-003	0	3	1,6	2,2
3230-005	1	5	1,8	2,5
3230-010	2	10	2,6	3,4
3230-020	3	20	3,1	4,4
3230-030	4	30	3,3	4,8
3230-040	5	40	3,9	5,0


número / tamanho
 número / tamaño
number / size
 número / taille

