

**Conformadores Vaginais**  
Conformadores Vaginales  
**Vaginal Stents**  
Conformateurs Vaginaux



SILIMED 

**PT**

**Conformadores Vaginais**

**Os conformadores vaginais são utilizados em procedimentos reparadores e/ou construtores da vagina, cirúrgicos ou não, com o objetivo de manter as dimensões da neovagina, proporcionando conformação e dilatação adequadas.**

**Fornecidos estéreis.**

**ES**

**Conformadores Vaginales**

Los conformadores vaginales se utilizan en los procedimientos reparadores y/o constructores de la vagina, sean ellos quirúrgicos o no, con el objeto de mantener las dimensiones de la neovagina, proporcionando una adecuada conformación y dilatación.

Entregados estériles.

**EN**

**Vaginal Stents**

**Vaginal stents are used in surgical or other procedures to repair and/or construct the vagina for the purpose of preserving the dimensions of the neovagina by offering adequate conformation and dilatation.**

**Supplied sterile.**

**FR**

**Conformateurs Vaginaux**

Les conformateurs vaginaux sont utilisés dans des procédures réparatrices et/ou constructrices du vagin, chirurgicales ou non, afin de maintenir les dimensions du néo-vagin, en procurant une conformation et une dilatation adéquates.

Fournis stériles.

**Conformador Vaginal - Silicone Sólido - É confeccionado em elastômero de silicone macio, para não causar danos a pacientes.**

Conformador Vaginal - Silicona Sólida - Se fabrica en elastómero de silicona blanda para no causar daños a las pacientes.

**Vaginal Stent - Solid Silicone - It is made of soft silicone elastomer, to prevent any damage to patients.**

Conformateur Vaginal - Silicone Solide - Il est confectionné en élastomère de silicone souple, pour éviter les lésions chez la patiente.




REF	K >	
	cm	
	A	B
3501-056	5,6	2,5
3501-072	7,2	3,0
3501-120	12,5	3,8

**Conformador Vaginal - Gel de Silicone – É confeccionado em elastômero de silicone, cheio com gel Biodesign.**

Conformador Vaginal - Gel de Silicona – Se fabrica en elastómero de silicona, relleno con gel Biodesign.

**Vaginal Stent - Silicone Gel – It is made of soft silicone elastomer, filled with Biodesign gel.**

Conformateur Vaginal - Gel de Silicone – Il est confectionné en élastomère de silicone, rempli de gel Biodesign.




REF	K >	
	cm	
	A	B
3512-055	5,5	2,6
3512-075	7,5	3,1
3512-132	13,1	3,0
3512-133	13,2	4,2
3512-136	13,6	5,3



**Conformador Vaginal - Inflável - É confeccionado em elastômero de silicone.**

Conformador Vaginal - Inflable - Se fabrica en elastómero de silicona.

**Vaginal Stent - Inflatable - It is made of silicone elastomer.**

Conformateur Vaginal - Gonflable - Il est confectionné en élastomère de silicone.



REF			
	mL	cm	
		A	B
3521-045	5	4,4	1,3
3521-070	7	6,9	1,3
3521-095	60	9,5	3,0
3521-120	130	12,0	4,0
3521-140	190	14,0	4,5
3521-160	270	16,0	5,0