



**Modelador Vesical**

Modelador Vesical

**Vesical Conformer**

Conformateur Vésical



SILIMED 

**PT**

**Modelador Vesical**

**Confeccionado em silicone de grau médico, este dispositivo idealizado pelo Dr. Salvador Vilar é indicado na reconstrução da bexiga, para que durante o processo de cicatrização, a nova bexiga mantenha sua forma.**

**Fornecido estéril.**

**ES**

**Modelador Vesical**

**Fabricado en silicona de grado médico, este dispositivo creado por el Dr. Salvador Vilar, se recomienda en la reconstrucción de la vejiga, para que durante el proceso de cicatrización la nueva vejiga mantenga su forma.**

**Entregado estéril.**

**EN**

**Vesical Conformer**

**Made of medical-grade silicone, this device devised by Dr. Salvador Vilar is intended for bladder reconstruction, so that the new bladder keeps its shape during the scarring process.**

**Supplied sterile.**



**FR**

**Conformateur Vésical**

**Confectionné en silicone de grade médical, ce dispositif conçu par le Dr. Salvador Vilar est destiné à la reconstruction de la vessie, afin de permettre à la nouvelle vessie de maintenir son format, durant la cicatrisation.**

**Fourni stérile.**



REF		
	mL	cm
3300-100	100	5,7
3300-270	270	8,0

